

FGM

# Opallis

Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e posteriores.

Propriedades ópticas  
**inigualáveis**, agora  
com **novas cores**  
**Bleach**



Tecnologia  
padrão ouro na  
odontologia



**Presença mundial:**  
presente em mais de 55  
países.



**Fidelidade de cor:**  
compatível com a escala  
Vita Classical®.



**Tamanho médio das  
partículas:**  
0,5 microns.



**Excelente consistência:**  
facilidade de manipulação  
e aplicação.



**Excelente polimento:**  
restaurações altamente  
estéticas.



**Completo sistema com  
34 cores:** esmalte, dentina  
translúcidas, extra opacas  
e **novas cores Bleach**  
para dentes clareados.

## CASO CLÍNICO

Autor: Prof. Dr. Fabio Sene




Aspecto inicial.



Aspecto final.

# COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA

## Estudo de variação de cor [Delta E]



**Opallis possui menor variação de cor quando comparada com resina concorrente.**

**Fonte:** Nádia da Rocha SVIZERO, Adriana Regina Cruz Grando de GÓES, Tamires de Luccas BUENO, Vinicius DI HIPOLITO, Linda WANG, and Paulo Henrique Perlati D'ALPINO. J Appl Oral Sci. 2014 Sep-Oct; 22(5): 373-381.

Opallis (FGM) - Suco de uva ■  
Concorrente - Suco de uva ■

Quanto menor o Delta E, maior a estabilidade de cor do compósito.

## FORMAS DE APRESENTAÇÃO



### Kit Clinical

**Conteúdo:** 8 seringas com 4g cada uma, nas cores EA1, EA2, EA3, EB2, DA1, DA2, DA3 e DB2, 5 seringas com 2g cada uma, nas cores D-Bleach, T-Blue, T-Neutral, E-Bleach H e Opaque Pearl, e 1 Ambar com 4ml.



### Refil

**Conteúdo:** **Seringa 2g, disponível nas cores:** DA4, DC2, D-Bleach, DBL1, DBL2, DBL3, EA4, EB3, EC2, EC3, E-Bleach H, E-Bleach M, E-Bleach L, EBL1, EBL2, EBL3, T-Blue, T-Neutral, Opaque Pearl, Opaque White, Odontopediátrica A0,5 e Odontopediátrica B0,5. **Seringa 4g, disponível nas cores:** DA1, DA2, DA3, DA3,5, DB1, DB2, EA1, EA2, EA3, EA3,5, EB1 e EB2.



### Kit Básico

**Conteúdo:** 5 seringas com 4g cada uma, nas cores **EA2, EA3, EA3,5, DA2 e DA3**, e 1 seringa com 2g, na cor T-Neutral.



### Kit Básico II

**Conteúdo:** 4 seringas com 4g cada uma, nas cores **DA2, EA1, EA2 e EA3**, 1 Ambar com 4ml, 1 Condac 37 e ponteiros.

## INDICAÇÕES

- Restaurações de dentes permanentes e decíduos;
- Restaurações de dentes anteriores e posteriores de classes I, II, III, IV, V e VI;
- Facetas diretas em resina composta;
- Cimentação de fragmentos dentários;
- Construção de núcleos;
- Esplintagem de dentes;
- Fechamento ou redução de diastemas;
- Reanatomizações (ex: dente conóide);
- Reparos em porcelana ou compósito.